



Miracle-Ear**LINK**TM Remote AV

User Manual

Introduction

Introduction

The 2.4 GHz Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV allows for easy and discreet adjustments to your hearing aids.

With its long battery life, the Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV is always ready to work with your hearing aids.

Introduction



- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Ear Selection Switch | 5. Memory Change |
| 2. Volume Up | 6. Favorite |
| 3. Volume Down | 7. Home |
| 4. Mute/Unmute | 8. Lock/Unlock |

Pairing Process

For the Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV to interact with your hearing aid(s), you must first pair the Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV with each hearing aid. You only need to pair one time, as they should automatically recognize each other when both are powered on and within wireless operating range.

You can pair the Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV with a single hearing aid or a set of hearing aids.

To start using the Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV:

1. Move lower switch from Lock (right) to Unlock (left) position.



2. Power off, then power on your hearing aid(s), and place within 12 inches of the Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV.

Note: For a CROS hearing aid system, power off both your hearing aid and CROS transmitter. Power on only your hearing aid, ensuring the CROS transmitter remains powered off.

3. Press and hold the HOME button for 5 seconds.



4. After 5 seconds, both LEDs start rapidly blinking.



5. For a **set of** hearing aids:

- If the left LED becomes solid blue for 2+ seconds and the right LED becomes solid red for 2+ seconds, then the pairing was successful. Otherwise, repeat steps 2 - 5.

For a **single left** hearing aid:

- If the left LED becomes solid blue for 2 seconds, then the pairing was successful. Otherwise, repeat steps 2 - 5.

For a **single right** hearing aid:

- If the right LED becomes solid red for 2 seconds, then the pairing was successful. Otherwise, repeat steps 2 - 5.

6. To verify your setup, pressing the Volume Up or Volume Down button should cause a hearing aid volume adjustment.



Basic Use

Ear Selection Switch



The Ear Selection Switch controls whether adjustments are made to one hearing aid or both hearing aids.

Set of Hearing Aids: To adjust both hearing aids at the same time, position the switch in the center.

Single Hearing Aid: The switch is ignored, as the Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV always sends the appropriate left-side or right-side command.



LED

The blue LED blinks when a button press command is sent to the left hearing aid. Similarly, the red LED blinks for the right hearing aid.

Basic Use

Volume Up/Down



Short Press: The overall level of all sounds coming through your hearing aid microphone changes in the selected direction (either up or down).

Long Press: If streaming audio from a 2.4 GHz accessory, the audio stream volume changes in the selected direction (either up or down).

Home



To reset your hearing aids to memory one and the default volume level, press the Home button.

Lock/Unlock



To make adjustments to your hearing aids, the Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV should be in the Unlock state. When not using your Miracle-Ear**LINK**™ Remote AV, you can lock it to prevent inadvertent hearing aid changes and to extend its battery life.

Basic Use

Mute/Unmute



To temporarily turn off sounds coming through your hearing aid microphone, press the Mute/Unmute button. To unmute the hearing aids, press the button again.

NOTE: When the hearing aids are muted, selecting any button will unmute the hearing aids as well as perform the function of the button selected.

Memory Change



Your Miracle-Ear® Hearing Care Professional may create multiple memories within your hearing aid. These additional memories can be accessed by pressing the Memory Change button, which will cycle through the available memories.

Basic Use

Favorite



Your hearing aids have the following Favorite button configuration:

- None** - Pressing this button has no effect on hearing aids.
- Stop/Start Audio Stream** - Pressing this button starts (or stops) audio streaming from a 2.4 GHz accessory.
- Comfort Boost** - Pressing this button reduces noise while optimizing sound quality in noisy environments. Press button again to deactivate this feature.
- Jump to Memory 4** - Pressing this button moves the hearing aid to memory four.
- Tinnitus Stimulus On/Off** - Pressing this button starts (or stops) playing a tinnitus stimulus through your hearing aids.


NOTE: Some of these features may not be available in all hearing aids.

Basic Use

Lanyard (optional)

1. Insert thin cord into end of the Miracle-EarLINK™ Remote AV housing until loop is exposed.
2. Thread lanyard through loop and pull lanyard.

NOTE: Lanyards (part #90974-000) can be obtained from your hearing professional.



Troubleshooting

Troubleshooting

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
LEDs do not illuminate when button is pressed.	The Miracle-EarLINK™ Remote AV is in locked state.	Move lower switch from Lock (right) to Unlock (left) position.
LEDs illuminate, but hearing aids do not respond to a button press.	After moving lower switch to Unlock position, it may take a brief time to wirelessly “locate” your hearing aids.	Wait for about a second after unlocking before pressing a button.
	Hearing aids are not paired with the Miracle-EarLINK™ Remote AV.	Perform pairing process with your hearing aids and Miracle-EarLINK™ Remote AV.
	Battery level in hearing aid can no longer support wireless activity.	Install new hearing aid battery.
Set of hearing aids fail to pair with the Miracle-EarLINK™ Remote AV.	Less than two hearing aids were found during pairing process.	During pairing process, make sure both hearing aids are available.
Only one hearing aid is receiving commands.	Ear selection switch is in the left or right position.	Move ear selection switch to center (both) position.

Regulatory Notices

Regulatory Notices

Required Information



Waste from electronic equipment must be handled according to local regulations.

Instructions for Disposal of Old Electronics

Miracle-Ear® encourages, and your local community laws may require, that your Miracle-Ear**LINK™** Remote AV be disposed of via your local electronics recycling/disposal process.

The below instructions are provided for the benefit of disposal/recycling personnel. Please include this manual when disposing of your Miracle-Ear**LINK™** Remote AV.

For Disposal/Recycling Personnel Only

This product contains a Lithium-ion Polymer battery. To remove this battery:

- Pry apart the housing halves with a small screwdriver.
- Unplug the battery connector from the circuit board to prevent accidental shorting.
- Pry the battery away from the housing using a wide flat blade.

Intended Use

The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV is an accessory to a wireless air conduction hearing aid. It is intended to let a user remotely make volume and program adjustments to an air conduction hearing aid.

Regulatory Notices

The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV is classified as a Type B applied part under the IEC 60601-1 medical instrument standard.

The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV is designed to operate in public and residential environments and are designed to comply with international Electromagnetic Compatibility emissions and immunity standards for medical devices. However, it is still possible that you may experience interference caused by power line disturbances, airport metal detectors, electromagnetic fields from other medical devices, radio signals and electrostatic discharges.

The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV is designed to be cleaned with a damp cloth moistened with soapy water.

If you use other medical devices or wear implantable medical devices such as defibrillators or pacemakers and are concerned that your Miracle-Ear**LINK™** Remote AV might cause interference with your medical device, please contact your physician or the manufacturer of your medical device for information about the risk of disturbance. The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV should not be used during an MRI procedure or in a hyperbaric chamber, or other oxygen-rich environments. The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV is not formally certified to operate in explosive atmospheres such as may be found in coal mines or certain chemical factories.

Use on Aircrafts

The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV should not be used on aircrafts unless specifically permitted by the flight personnel.

Regulatory Notices


International Use

The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV is approved to operate at radio frequencies that are specific to your country or region and might not be approved for use outside your country or region.

Be aware that operation during international travel may cause interference with other electronic devices, or other electronic devices may cause interference with your Miracle-Ear**LINK™** Remote AV.

The battery in your Miracle-Ear**LINK™** Remote AV is not replaceable. Do not attempt to replace the battery.

The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV is designed to the following temperature ranges:



We are required by regulations to provide the following warnings:

⚠ WARNING: Use of the Miracle-Ear**LINK™** Remote AV directly next to other electronic equipment should be avoided because it could result in improper performance. If such use is necessary, note as to whether your hearing aids and the other equipment are operating normally.

⚠ WARNING: Use of accessories, components or replacement parts other than those provided by the manufacturer of the Miracle-Ear**LINK™** Remote AV could result in increased electromagnetic emissions and decreased electromagnetic immunity and could result in degradation of performance.

Regulatory Notices

⚠ WARNING: If Portable Radio Frequency communications equipment is used closer than 30 cm (12 inches) from your Miracle-Ear**LINK™** Remote AV, degradation of the performance of your hearing aid could result. If this occurs, move away from the communications equipment.

Wireless Technical Description

The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV operates in the 2.4 - 2.4835 GHz band with a maximum effected radiated power of 3 dBm with transmission modulation type of 1M06F1W. The receiver section of the radio has a bandwidth of 2 MHz.

The Miracle-Ear**LINK™** Remote AV has been tested to, and has passed, the following emissions and immunity tests:

- IEC 60601-1-2 radiated emissions requirements for a Group 1 Class B device as stated in CISPR 11.
- RF radiated immunity at a field level of 10 V/m between 80 MHz and 2.7 GHz as well as higher field levels from communications devices as stated in Table 9 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to power frequency magnetic fields at a field level of 30 A/m as well as proximity magnetic fields as defined in table 11 of 60601-1-2.
- Immunity to ESD levels of +/- 8 kV conducted discharge and +/- 15 kV air discharge.

The Remote has a rating of IP 5X per IEC 60529. This means that the Remote is protected from dust.

The Remote does not contain any user-serviceable parts. Do not open or modify this device.

Do not connect the Remote to any external device.

The expected service life of the Remote is 3 years.

Regulatory Notices

FCC/IC Information

FCC ID: EOA-24WR

IC: 6903A-24WR (Model 610)

FCC/IC Notice

This device complies with part 15 of the FCC rules and with Industry Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received,

including interference that may cause undesired operation of the device.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Regulatory Notices

Manufactured For:

Miracle-Ear

150 South Fifth Street, Suite 2300

Minneapolis, MN 55402

The following symbols are used in this document and on the Remote:

Produces and receives radio frequency energy. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol.



Dispose of properly





Miracle-Ear**LINK**™
Remote AV

Manual De Operaciones

Introducción

Introducción

Miracle-Ear**LINK**™ AV Remote permite realizar ajustes en sus audífonos de manera fácil y discreta.

Con su pila de larga duración, el Miracle-Ear**LINK**™ AV Remote siempre está listo para funcionar con sus audífonos.

Introducción




1. Interruptor para seleccionar el oído
2. Aumentar volumen
3. Disminuir volumen
4. Silenciar/Habilitar sonido
5. Cambio de memoria
6. Favorito
7. Inicio
8. Bloquear/Desbloquear

Proceso de sincronización



Para que Miracle-Ear**LINK**™ AV Remote interactúe con su(s) audífono(s), primero lo debe sincronizar con cada audífono. Solo necesita hacer la sincronización una vez, ya que se deben reconocer automáticamente entre sí cuando los dos estén encendidos y dentro del rango de operación inalámbrico.

Puede sincronizar el Miracle-Ear**LINK**™ AV Remote con un solo audífono o con los dos audífonos.

Para comenzar a utilizar el Miracle-Ear**LINK**™ AV Remote:

1. Mueva el interruptor de abajo de Bloquear (derecha) a Desbloquear (izquierda). 
2. Apague y encienda su(s) audífono(s), y colóquelo(s) dentro de un rango de 12 pulgadas del Miracle-Ear**LINK**™ AV Remote.

NOTA: Para un sistema de audífonos CROS, apague su audífono y Transmisor CROS. Encienda solo su audífono, asegurando que el transmisor CROS permanezca apagado.

3. Presione y sostenga el botón de INICIO por 5 segundos. 
4. Después de 5 segundos, los dos LED comienzan a iluminar de manera intermitente y rápida. 

5. Para **los dos** audífonos:

- Si el LED izquierdo ilumina azul sólido por más de 2 segundos y el LED derecho ilumina rojo sólido por más de 2 segundos, entonces la sincronización fue exitosa. De lo contrario, repita los pasos 2 - 5.

Solo para el **audífono** izquierdo:

- Si el LED izquierdo ilumina azul sólido por 2 segundos, entonces la sincronización fue exitosa. De lo contrario, repita los pasos 2 - 5.

Solo para el **audífono** derecho:

- Si el LED derecho ilumina rojo sólido por 2 segundos, entonces la sincronización fue exitosa. De lo contrario, repita los pasos 2 - 5.

6. Para verificar su configuración, al presionar el botón Aumentar volumen o Disminuir volumen debe ajustar el volumen del audífono.



Uso básico

Interruptor para seleccionar el oído



El interruptor para seleccionar el oído controla si los ajustes se hacen en un solo audífono o en los dos audífonos.

Ambos audífonos: Para ajustar ambos audífonos al mismo tiempo, coloque el interruptor en el centro.

Un solo audífono: El interruptor se ignora, ya que Miracle-EarLINK™ AV Remote siempre envía la instrucción adecuada para el lado izquierdo o el lado derecho.



LED

El LED ilumina azul intermitente cuando se envía una instrucción con la presión de un botón al audífono izquierdo. De igual manera, el LED ilumina rojo intermitente para el audífono derecho.

Uso básico

Disminuir/aumentar volumen



Presión corta: El nivel general de todos los sonidos que llegan por medio del micrófono de su audífono cambia en la dirección seleccionada (arriba o abajo).

Presión larga: Si está transmitiendo audio desde un accesorio Miracle-EarLINK™ AV Remote, el volumen del audio transmitido cambia en la dirección seleccionada (arriba o abajo).

Inicio



Para restaurar sus audífonos a la memoria uno y al nivel de volumen predeterminado, presione el botón de Inicio.

Bloquear/Desbloquear



Para realizar ajustes en sus audífonos, Miracle-EarLINK™ AV Remote debe estar desbloqueado. Cuando no esté utilizando el Miracle-EarLINK™ AV Remote, puede bloquearlo para evitar cambios accidentales en los audífonos y para extender la vida útil de la pila.

Silenciar/Habilitar sonido



Para apagar temporalmente los sonidos que llegan por medio del micrófono de su audífono, presione el botón Silenciar/Habilitar sonido. Para habilitar el sonido en los audífonos, presione el botón de nuevo.

NOTA: Cuando los audífonos se silencian, el seleccionar cualquier botón habilitará el sonido en los audífonos y también activará la función del botón seleccionado.



Cambio de memoria

Su profesional de la audición puede crear múltiples memorias dentro de su audífono. Se puede acceder a estas memorias adicionales al presionar el botón Cambio de memoria, el cual avanza por las memorias disponibles.

Favorito



Sus audífonos tienen la siguiente configuración del botón Favoritos:

- Ninguno** - Presionar este botón no tiene ningún efecto en los audífonos.
- Detener/Iniciar transmisión de audio** - Presionar este botón inicia (o detiene) la transmisión de audio desde un accesorio de 2,4 GHz.
- Aumento de comodidad** - Presionar este botón reduce el sonido mientras optimiza la calidad del sonido en ambientes ruidosos. Presione el botón de nuevo para desactivar esta característica.
- Saltar a memoria 4** - Presionar este botón mueve el audífono a la memoria cuatro.
- Estímulo Tinnitus Encendido/Apagado** - Presionar este botón inicia (o detiene) la reproducción del estímulo tinnitus en sus audífonos.

NOTA: Puede que algunas de estas características no estén disponibles en todos los audífonos.

Uso básico

Cordón (opcional)

1. Inserte el cordón en la punta de la carcasa del Miracle-Ear**LINK**™ AV Remote hasta que vea el lazo.
2. Enhebre el cordón en el lazo y tírelo.

NOTA: Puede adquirir los cordones con su profesional de la audición (parte #90974-000).



Guía para la solución de problemas

Guía para la solución de problemas

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Los LED no se iluminan cuando el botón está presionado.	Miracle-Ear LINK ™ AV Remote está bloqueado.	Mueva el interruptor de abajo de Bloquear (derecha) a Desbloquear (izquierda).
Los LED se iluminan, pero los audífonos no responden a la presión de un botón.	Después de mover el interruptor de abajo a la posición Desbloquear, puede tomar un tiempo breve para "ubicar" de manera inalámbrica sus audífonos.	Después de desbloquear, espere cerca de un segundo antes de presionar el botón.
	Los audífonos no están sincronizados con el Miracle-Ear LINK ™ AV Remote.	Realice el proceso de sincronización con sus audífonos y el Miracle-Ear LINK ™ AV Remote.
Los audífonos fallaron al sincronizarse con el Miracle-Ear LINK ™ AV Remote.	El nivel de la pila en el audífono está muy bajo para realizar actividad inalámbrica.	Coloque una pila nueva en los audífonos.
	Se encontraron menos de dos audífonos durante el proceso de sincronización.	Durante el proceso de sincronización, asegúrese de que los dos audífonos estén disponibles.
Solo un audífono está recibiendo las instrucciones.	El interruptor para seleccionar el oído está a la izquierda o a la derecha.	Mueva el interruptor para seleccionar el oído a la posición del centro (ambos).

Notificaciones Reguladoras

Notificaciones Reguladoras

Información requerida



Los residuos de equipo electrónico deben ser manejados según regulaciones locales.

Instrucciones para desechar dispositivos electrónicos viejos

Miracle-Ear® anima y las leyes de su comunidad local pueden requerir que su Miracle-Ear**LINK™** AV Remote sea desechado a través del proceso local para desechar/reciclar dispositivos electrónicos.

Las instrucciones a continuación se proporcionan para el beneficio del personal de desecho/reciclaje. Por favor incluya este manual cuando vaya a desechar su Miracle-Ear**LINK™** AV Remote.

Solo para el personal de desecho/reciclaje

Este producto contiene una pila de polímero de litio-ión. Para remover esta pila:

- Separe las mitades con un destornillador pequeño.
- Desconecte el conector de la pila desde la tarjeta de circuitos para prevenir un corto circuito accidental.
- Utilice una hoja ancha y plana para retirar la pila de la carcasa.

Uso

El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote es un accesorio para un audífono inalámbrico de conducción aérea. Está diseñado para permitirle al usuario realizar ajustes de volumen y programación a distancia en un audífono de conducción aérea.

Notificaciones Reguladoras

El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote está clasificado como tipo B parte aplicada, bajo el estándar de instrumentos médicos IEC 60601-1.

El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote está diseñado para cumplir con los Estándares Internacionales de Compatibilidad Electromagnética más estrictos. Sin embargo, es posible que experimente interferencia causada por disturbios del tendido eléctrico, detectores de metal del aeropuerto, campos electromagnéticos de otros dispositivos médicos, señales de radio y descargas electrostáticas.

El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote está diseñado para que se pueda limpiar con un paño humedecido con agua jabonosa.

Si usa otros dispositivos médicos o dispositivos médicos implantables como defibriladores o marcapasos y está preocupado porque su Miracle-Ear**LINK™** AV Remote pueda causar interferencia con su dispositivo médico, por favor contacte a su médico o al fabricante de su dispositivo médico para obtener información sobre el riesgo de disturbio. Su Miracle-Ear**LINK™** AV Remote no debe ser usado durante un procedimiento de Resonancia Magnética (MRI) o en una cámara hiperbárica. Su Miracle-Ear**LINK™** AV Remote no está formalmente certificado para funcionar en atmósferas explosivas, como en minas de carbón o algunas fábricas químicas.

Uso en aviones

El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote no se debe usar en aviones a menos que sea permitido específicamente por el personal del vuelo.

Uso internacional


El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote está aprobado para funcionar en frecuencias de radio que son específicas a su país o región y puede que no estén aprobadas para su uso fuera de su país o región.

Notificaciones Regulatoras

Sea consciente que su funcionamiento durante viajes internacionales puede causar interferencia con otros dispositivos electrónicos u otros dispositivos electrónicos pueden causar interferencia con su Miracle-Ear**LINK™** AV Remote.

La pila en su Miracle-Ear**LINK™** AV Remote no es reemplazable. No intente reemplazar la pila.

El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote está diseñado para los siguientes rangos de temperatura:



Operación: -20°C a +60°C (-4°F a 140°F), humedad < 95% sin condensación

Almacenamiento: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)

De acuerdo a las regulaciones, es necesario que brindemos las siguientes advertencias:

⚠ ADVERTENCIA: Se debe evitar el uso del Miracle-Ear**LINK™** AV Remote directamente al lado de otro equipo electrónico porque puede que el desempeño sea inadecuado. Si tal uso es necesario, observe si sus audífonos y el otro equipo están funcionando de manera normal.

⚠ ADVERTENCIA: El uso de accesorios, componentes o partes de reemplazo diferentes a las suministradas por el fabricante de su Miracle-Ear**LINK™** AV Remote pueden resultar en un aumento de emisiones electromagnéticas y disminuir la inmunidad electromagnética lo que puede resultar en una degradación de desempeño.

⚠ ADVERTENCIA: Si utiliza un equipo de comunicaciones de radiofrecuencia portátil más cerca de 30 cm (12 pulgadas) desde su Miracle-Ear**LINK™** AV Remote puede que se degrade el desempeño de su audífono. Si esto ocurre, aléjese del equipo de comunicaciones.

Notificaciones Regulatoras

Descripción técnica inalámbrica

El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote funciona en la banda 2,4 - 2,4835 GHz con una potencia efectuada radiada máxima de 3dBm con un tipo de modulación de transmisión de 1M06F1W. La sección del receptor del radio tiene una banda ancha de 2 MHz.

El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote se ha probado con, y ha pasado, las siguientes pruebas de emisiones e inmunidad:

- IEC 60601-1-2 requisitos de emisiones radiadas para el dispositivo del Grupo 1 Clase B como se indica en CISPR 11
- Inmunidad radiada RF a un nivel de campo de 10 V/m entre 80 MHz y 2.7 GHz así como altos niveles de campo de dispositivos de comunicaciones determinados como se indica en la Tabla 9 de IEC 60601-1-2.
- Inmunidad a los campos magnéticos de frecuencia eléctrica a un nivel de campo de 30 A/m.
- Inmunidad para niveles ESD de +/- 8 kV de descarga conducida y +/- 15 kV de carga aérea

El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote tiene una calificación de IP 5X según IEC 60529. Esto significa que el Miracle-Ear**LINK™** AV Remote está protegido contra el polvo.

El Miracle-Ear**LINK™** AV Remote no contiene ninguna parte útil para el usuario. No abra o modifique este dispositivo.

No conecte el Miracle-Ear**LINK™** AV Remote con ningún dispositivo externo.

La vida útil esperada del Miracle-Ear**LINK™** AV Remote es de 3 años.

Notificaciones Regulatoras

Información de la FCC/IC

FCC ID: EOA-24WR

IC: 6903A-24WR (Modelo 610)

Notificación FCC/IC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC y con los estándares RSS para la exención de licencia de la industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

NOTA: El fabricante no es responsable de cualquier interferencia causada en radio o TV debido a modificaciones no autorizadas hechas en el equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Notificaciones Regulatoras

Manufactured For:

Miracle-Ear

150 South Fifth Street, Suite 2300

Minneapolis, MN 55402

Los siguientes símbolos se utilizan en este documento y en el Miracle-Ear**LINK™** AV Remote:

Produce y recibe energía de radiofrecuencia. Se puede presentar interferencia en los equipos cercanos marcados con el siguiente símbolo.

Deseche adecuadamente





Distributed By Miracle-Ear, Inc.
150 South Fifth Street, Suite 2300
Minneapolis, MN 55402
www.miracle-ear.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks is under license.

All trade names and trademarks are properties of their respective owners.

BKLT3000-00-EE-ME 86163-X00