



Miracle-Ear **CHARGE™**
fullpower RIC/BTE T AV
User Manual

Table of Contents

Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV charger



Introduction	4
Miracle-Ear CHARGE ™ fullpower RIC/BTE T AV charger Overview.....	5
Charger Care	
Charging your Hearing Aids	6
Turbo Charging	8
Charging the On-Board Miracle-Ear CHARGE ™ fullpower RIC/BTE T AV Charger Battery	8
Miracle-Ear CHARGE ™ fullpower RIC/BTE T AV charger Care.....	9
Service and Repair.....	10
Troubleshooting	
Troubleshooting Guide	11
Regulatory Information	
Safety Information	14
FCC Notice	18


Introduction

The Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV charger is designed to be a pocketable charging option for lithium-ion rechargeable RIC (Receiver-In-The-Canal) or BTE (Behind-The-Ear) hearing aid(s). The charger works when plugged into a wall, or on-the-go with an onboard battery that will recharge a pair of hearing aids up to four times. Be sure to fully charge your Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV charger before you use it.

Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower Overview

Features, Controls and Identification


1. MicroUSB Port
2. Charging Ports
3. Hearing Aid Charging LEDs (LEDs indicate state of charge for both the hearing aids and on-board battery)



Charger Care

Charging Your Hearing Aids

Place your hearing aids on the charger with the earbud/earmold pointed out over the side of the charger, as shown. There is not a designated right or left charging port; your left and right hearing aid can be placed in either port and charging will occur.



Your hearing aids will turn off automatically and begin to charge.

NOTE: The LEDs corresponding to each hearing aid will remain on for 10 seconds; an error state will remain on until the error is resolved:

- Glowing Green = Charging
- Solid Green = Fully Charged
- Blinking Red = Error State
- All four LEDs glowing in series = Turbo Charge

Charger Care

Your hearing aid will be completely charged in under three hours.

It is safe to keep them in the charger after they are fully charged.*

Your hearing aid will automatically power on when removed from the charger.

Charging status of the hearing aids can be observed with two quick taps to the top of the charger. The LEDs will turn on for 10 seconds.

Charging status of the Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV charger on-board battery can be observed with two quick taps to the charger while there are no hearing aids inserted. The LEDs will turn on for 10 seconds.

- 4 Solid > 75%
- 3 Solid < 75%
- 2 Solid < 50%
- 1 Solid < 25%
- 1 Blinking = Charge Low

* If you will not be wearing your hearing aids for an extended period of time, i.e., weeks, manually power them off by pressing the rocker switch for three seconds.

Charger Care

Turbo Charging

Turbo charging occurs when the battery life in the hearing aid or charger is nearly depleted. The charging rate will be at the turbo speed until it achieves 20 percent charge (max 7 minutes). All four LEDs will blink in series while turbo charging is occurring.

A 20 percent charge is equivalent to 3.5 hours of hearing aid use. The charger is able to fully charge a pair of hearing aids with 20 percent charge of the on-board battery.

Turbo charging of the hearing aid and the charger can occur at the same time while plugged in.

Charging the On-Board Battery

The charger has a microUSB port for charging. The on-board battery is fully charged in under three hours. When fully charged, the on-board battery holds enough charge to fully charge a pair of hearing aids four times. The charger will maintain enough capacity to charge a pair of hearing aids at least one time for up to three weeks. In order to keep the charger battery at full capacity, it is necessary to charge the charger once every three weeks.

Charger Care

Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower Charger Care

- Keep your charger clean. Heat, moisture and foreign materials can cause poor performance.
 - Wipe the charger with a dry, clean cloth making sure there is no build-up in the charging port.
 - Do not use water, solvents or cleaning fluids to clean the charging ports.
 - Store your charger in a clean, dry location, such as a dresser or shelf rather than the bathroom or kitchen.
- To ensure the longest life of your rechargeable hearing aid batteries and the charger batteries:
 - Fully charge hearing aid batteries every night.*
 - Lithium-ion rechargeable batteries do not have a charge memory. The batteries will not wear out from charging nightly and fully discharging before recharging is not necessary.
 - Fully charge the charger on-board battery at least once every three weeks.

* Nightly charging can occur in the Universal Charger. It is not necessary to use just one charger to charge the hearing aids daily.

Charger Care

Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower Charger Care (Cont.)

- Do not expose to excess heat, i.e., do not store on a window sill or in a hot car.
- Keep your charger in the sleeve while not in use or when being transported.

Service and Repair

If, for any reason, your hearing aids and charger do not operate properly, do NOT attempt to fix them yourself. Not only are you likely to violate any applicable warranties or insurance, but you could easily cause further damage.

Should your hearing aids and charger fail or perform poorly, check the guide on the next page for possible solutions. If problems continue, contact your Miracle-Ear® Hearing Care Professional for advice and assistance. Many common problems may be solved in-store with your local Miracle-Ear Hearing Care Professional.

Troubleshooting

Troubleshooting Guide

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
No LED indicator when hearing aid inserted into the charging port	Power save mode	To refresh LEDs, tap the top surface of the charger twice. The LEDs corresponding to the hearing aids will illuminate to give status of charging for 10 seconds. They can be refreshed again at any time.
	Incorrect orientation	Reposition your hearing aid in the port with the earbud/earmold pointed out over the edge of the charger. There is not a right and left port, your hearing aid will charge in either port.

Troubleshooting

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
No LED indicator when hearing aid inserted into the charging port (contd.)	Dead battery	Connect the microUSB to your charger and plug it into the wall. The on-board battery LEDs will turn on for a few seconds to indicate connection to the power source. If they do not, contact your Miracle-Ear® Hearing Care Professional.
Red blinking LED by charging port	Fault occurred	Remove the hearing aid from the charging port, wait until the LED turns off and reinsert. If the red, blinking LED persists, contact your Miracle-Ear® Hearing Care Professional.

Troubleshooting

SYMPTOM	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
Hearing aids whistling in the charger	Incorrect orientation	Reposition your hearing aid in the port with the earbud/earmold pointed out over the edge of the charger. There is not a right and left port, your hearing aid will charge in either port. Confirm that the charging LED begins to glow.
Hearing aid whistling in the charger	Dead battery	The charger on-board battery has died. Plug in your charger. If you do not have the cord with you, push and hold the hearing aid's rocker switch for three seconds to turn it off. This will conserve the charge in your hearing aid.

Regulatory Information

Safety Information

Intended Use

This hearing aid charger is intended to charge lithium-ion rechargeable hearing aids, and is to be used with the patient's selected hearing aid solution. For information about your hearing aid, please consult the hearing aid specific user manual.


Your Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV charger is designed to operate in public and residential environments and is designed to comply with international Electromagnetic Compatibility emissions and immunity standards for medical devices. However, it is still possible that you may experience interference caused by power line disturbances, airport metal detectors, electromagnetic fields from other medical devices, radio signals and electrostatic discharges.

If you use other medical devices or wear implantable medical devices such as defibrillators or pacemakers and are concerned that your charger might cause interference with your medical device, please contact your physician or the manufacturer of your medical device for information about the risk of disturbance.

The charger should not be used during an MRI procedure or in a hyperbaric chamber, or other oxygen-rich environments.

Regulatory Information

The charger is not formally certified to operate in explosive atmospheres such as may be found in coal mines or certain chemical factories.



Your Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV charger is classified as a Type B applied part under the IEC 60601-1 medical device standard.

⚠ CAUTIONS:

- Charge both the hearing aids and charger for 3.5 hours before use.
- If the charger is hot, do not touch it until cool.
- If the product is not working, do not disassemble. Due to a shock hazard, please send in for repair.
- There is nothing edible in the package, including the desiccant, cleaning tool, etc.
- Any cords and AC adapters must be approved or listed by a Nationally Recognized Testing Laboratory.

Regulatory Information

We are required by regulations to provide the following warnings:

⚠ WARNING: Use of the charger directly next to other electronic equipment should be avoided because it could result in improper performance. If such use is necessary, note as to whether your hearing aids and the other equipment are operating normally.

⚠ WARNING: Use of accessories, components or replacement parts other than those provided by the manufacturer of the charger could result in increased electromagnetic emissions and decreased electromagnetic immunity and could result in degradation of performance.

⚠ WARNING: If Portable Radio Frequency communications equipment is used closer than 30 cm (12 inches) from your charger, degradation of the performance of your charger could result. If this occurs, move away from the communications equipment.

DO NOT OPEN CHARGER, NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE

The service life of the charger is 3 years.

The Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV charger has a rating of IP52 per IEC 60529. This means that the Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV charger is protected from limited dust ingress and against water spray less than 15 degrees from vertical.

Do not connect the Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV charger to any devices not described in this manual.

Regulatory Information

The Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV charger has been tested to, and has passed, the following emissions and immunity tests:

- IEC 60601-1-2 radiated and conducted emissions requirements for a Group 1 Class B device as stated in CISPR 11.
- Harmonic distortion and voltage fluctuations affecting the power input source as stated in Table 2 of IEC 60601-1-2.
- RF radiated immunity at a field level of 10 V/m between 80 MHz and 2.7 GHz as well as higher field levels from communications devices as stated in Table 9 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to power frequency magnetic fields at a field level of 30 A/m as well as proximity magnetic fields as defined in table 11 of 60601-1-2.
- Immunity to ESD levels of +/- 8 kV conducted discharge and +/- 15 kV air discharge.
- Immunity to Electrical fast transients on the power input at a level of +/- 2 kVat a 100 Hz repetition rate.
- Immunity to Surges on the power input of +/- 1 kV line to line.
- Immunity to conducted disturbances induced by RF fields on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.
- Immunity to voltage dips and interruptions on the power input as stated in Table 6 of IEC 60601-1-2.

Regulatory Information

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC rules and with ISED Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this hearing aid must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Regulatory Information

Manufactured For:

Miracle-Ear

150 South Fifth Street, Suite 2300

Minneapolis, MN 55402



Class II Device



Waste from electronic equipment must be handled according to local regulations

















Consult user manual









Keep dry

Regulatory Information

Symbol	Symbol Meaning	Applicable Standard	Symbol Number
	Manufacturer	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Authorized representative in the European Community	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Date of Manufacture	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Catalogue Number	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Serial Number	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Medical Device	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Keep Dry	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Temperature Limit	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Humidity Limitation	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Caution	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	General warning sign	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 2	ISO 7010-W001
	Refer to user manual	EC 60601-1, Reference no. Table D.2, Safety sign 10	ISO 7010-M002
	Collect Separately	DIRECTIVE 2012/19/EU (WEEE)	Annex IX
	Class II equipment	IEC 60417 Reference no. Table D.1	Symbol 9 (IEC 60417-5172)

Regulatory Information

Symbol	Symbol Meaning	Applicable Standard	Symbol Number
	Direct current	IEC 60601-1 Reference no. Table D.1	IEC 60417-5031
	NOM Certification symbol	Norma Oficial Mexicana	N/A
	Korea KCC Mark	KS A 0062	N/A
	Degree of protection	IEC 60601-1 (IEC 60529) Table D.3	Code 2
	Recycling Symbol	European Parliament and Council Directive 94/62/EC	Annex I-VII
	Non-ionizing electromagnetic radiation	IEC 60417	7000-5140



Miracle-Ear **CHARGE™**
fullpower RIC/BTE T AV

Manual de instrucciones

Tabla de contenido

Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV cargador



Introducción	4
Visión general de Miracle-EarCHARGE™ fullpower RIC/BTE T AV cargador	5
Cuidado del cargador	
Carga de los audífonos	6
Carga turbo	8
Carga de la pila Miracle-Ear CHARGE ™ fullpower RIC/BTE T AV cargador incorporada	8
Cuidado del Miracle-Ear CHARGE ™ fullpower RIC/BTE T AV cargador . . .	9
Servicio y reparación	10
Solución de problemas	
Guía para la solución de problemas	11
Información sobre normativas	
Información sobre seguridad	14
Aviso de la FCC	18

Visión general de Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower

El Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV cargador está diseñado para ser una opción de carga de bolsillo para audífonos recargables de iones de litio RIC (receptor en el canal) o BTE (detrás de la oreja). El cargador funciona cuando se enchufa a una toma de corriente o, durante desplazamientos, a través de una pila incorporada que puede recargar un par de audífonos hasta cuatro veces. Asegúrese de cargar completamente su Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV cargador antes de usarlo.

Visión general de Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower

Funciones, controles e identificación

1. Puerto microUSB
2. Puertos de carga
3. LED de carga de audífonos (Los LED indican el estado de carga de los audífonos y de la pila incorporada)



Cuidado del cargador

Carga de los audífonos

Coloque los audífonos en el cargador con el adaptador/molde mirando hacia el lado del cargador, como se muestra arriba. No hay un puerto de carga específico para el audífono de la derecha o la izquierda; los audífonos izquierdo y derecho pueden colocarse en cualquiera de los puertos y se producirá la carga.

Los audífonos se apagarán automáticamente y comenzarán a cargarse.

Nota: Los LED correspondientes a cada audífono permanecerán encendidos durante 10 segundos; un estado de error permanecerá encendido hasta que se resuelva el error:

- Verde resplandeciente = cargando
- Verde fijo = carga completa
- Rojo parpadeante = estado de error
- Los cuatro LED resplandecen secuencialmente = carga turbo



Cuidado del cargador

Los audífonos estarán completamente cargados en menos de tres horas.

Una vez los audífonos estén completamente cargados, se pueden dejar en el cargador sin peligro.*

Los audífonos se encenderán automáticamente cuando se extraigan del cargador.

Se puede observar el estado de la carga de los audífonos con un doble toque rápido sobre la parte superior del cargador. Los LED se encenderán durante 10 segundos.

Se puede observar el estado de carga de la pila incorporada Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV cargador con un doble toque rápido en el cargador mientras los audífonos no estén insertados. Los LED se encenderán durante 10 segundos.

- 4 fijos > 75 %
- 3 fijos < 75 %
- 2 fijos < 50 %
- 1 fijo < 25 %
- 1 intermitente = Nivel de carga bajo

* Si no va a usar los audífonos durante un período de tiempo prolongado, es decir, semanas, apáguelos manualmente presionando el interruptor basculante durante tres segundos.

Cuidado del cargador

Carga turbo

La carga turbo tiene lugar cuando la vida útil de la pila de los audífonos o del cargador está casi agotada. El ritmo de carga será a velocidad turbo hasta alcanzar un 20 % de carga (máximo 7 minutos). Durante la carga turbo, los cuatro LED parpadearán secuencialmente.

Un 20 % de carga equivale a 3,5 horas de uso del audífono. El cargador puede cargar completamente un par de audífonos con un 20 % de carga de la pila incorporada.

La carga turbo del audífono y del cargador puede realizarse al mismo tiempo mientras están enchufados.

Carga de la pila incorporada

El cargador tiene un puerto microUSB para la carga. La pila incorporada se carga completamente en menos de tres horas. Cuando está completamente cargada, la pila incorporada tiene suficiente carga para cargar completamente un par de audífonos cuatro veces. El cargador mantendrá suficiente capacidad para cargar un par de audífonos al menos una vez durante tres semanas. Para mantener la capacidad total de la pila del cargador, es necesario cargar el cargador una vez cada tres semanas.

Cuidado del cargador

Cuidado del Miracle-Ear**CHARGE™** fullpower cargador

- Mantenga el cargador limpio. El calor, la humedad y las sustancias extrañas pueden causar un rendimiento deficiente.
 - Limpie el cargador con un paño seco y limpio, asegurándose de que no hay suciedad acumulada en el puerto de carga.
 - No utilice agua, disolventes o líquidos de limpieza para limpiar los puertos de carga.
 - Guarde el cargador en un lugar seco y limpio, como un aparador o un estante, mejor que en el baño o la cocina.
- Para asegurar una larga vida de las pilas recargables para audífonos y las pilas del cargador:
 - Haga una carga completa de las pilas para audífonos cada noche.*
 - Las pilas recargables de iones de litio no tienen memoria de carga. Las pilas no se deteriorarán por cargarlas por la noche; no es necesario descargarlas por completo antes de volver a cargarlas.
 - Cargue por completo la pila incorporada cargador al menos una vez cada tres semanas.

* Para la carga nocturna puede utilizarse el cargador universal. No es necesario utilizar un único cargador para cargar los audífonos a diario.

Cuidado del cargador

Cuidado del Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower cargador (continuación)

- No las exponga a calor excesivo, es decir, no las guarde en la repisa de una ventana o en un carro expuesto al sol.
- Guarde el cargador en su funda cuando no lo use o esté siendo transportado.

Servicio y reparación

Si, por cualquier razón, su audífono y su cargador no funcionan correctamente, **NO** intente repararlos usted mismo. No solo es probable que invalide la garantía o el seguro, sino que, además, podría causar aún más daños fácilmente.

Si sus audífonos y cargador fallan o funcionan mal, compruebe la guía en la página siguiente para conocer posibles soluciones. Si los problemas persisten, póngase en contacto con su profesional de la audición para asesoramiento y asistencia. Muchos problemas comunes pueden resolverse en la consulta o clínica de su profesional de la audición.

Solución de problemas

Guía para la solución de problemas

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
No se enciende ningún indicador LED cuando el audífono se inserta en el puerto de carga	Modo de ahorro de energía	Para actualizar los LED, dé un doble toque sobre la superficie del cargador. Los LED correspondientes a los audífonos se iluminarán para dar el estado de carga durante 10 segundos. Pueden volver a actualizarse en cualquier momento.
	Orientación incorrecta	Vuelva a colocar el audífono en el puerto con el adaptador/molde mirando hacia el borde del cargador. No hay un puerto derecho o izquierdo, sus audífonos se cargará en cualquiera de los puertos.

Solución de problemas

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
No se enciende ningún indicador LED cuando el audífono se inserta en el puerto de carga (continuación)	Pila descargada	Conecte el cargador a su microUSB y enchúfelo a la pared. El LED de la pila incorporada se enciende durante unos segundos para indicar la conexión a la fuente de energía. En caso contrario, póngase en contacto con su profesional de la audición.
El LED parpadea en color rojo en el puerto de carga	Se ha producido un fallo	Extraiga el audífono del puerto de carga, espere hasta que el LED se apague y vuelva a insertarlo. Si el LED sigue parpadeando en color rojo, póngase en contacto con su profesional de la audición.

Solución de problemas

SÍNTOMA	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
Silbido de los audífonos en el cargador	Orientación incorrecta	Vuelva a colocar el audífono en el puerto con el adaptador/molde mirando hacia el borde del cargador. No hay un puerto derecho o izquierdo, sus audífonos se cargarán en cualquiera de los puertos. Confirme que el LED de carga comienza a iluminarse.
Silbido del audífono en el cargador	Pila descargada	La pila incorporada cargador no responde. Enchufe el cargador. Si no tiene el cable consigo, presione y mantenga presionado el interruptor basculante del audífono durante tres segundos para apagarlo. Esto ayudará a conservar la carga en su audífono.

Información sobre normativas

Información sobre seguridad

Uso previsto

Este cargador de audifono está destinado a cargar audifonos recargables de iones de litio y debe utilizarse con la solución de audifono seleccionada por el paciente. Para más información sobre su audifono, consulte el manual de instrucciones específico del audifono.


Su Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV cargador está diseñado para funcionar en entornos residenciales y públicos y está diseñado para cumplir con los estándares internacionales sobre inmunidad y emisiones de Compatibilidad Electromagnética para dispositivos médicos. Sin embargo, aún es posible que experimente interferencias provocadas por perturbaciones de la línea de alimentación, detectores de metales de aeropuertos, campos electromagnéticos procedentes de otros dispositivos médicos, señales de radio y descargas electrostáticas.

Si utiliza otros dispositivos médicos o lleva dispositivos médicos implantables como los marcapasos y desfibriladores, o le preocupa que su cargador pueda producir interferencias con el dispositivo médico, comuníquese con su médico o con el fabricante del dispositivo para obtener información acerca de los riesgos de perturbaciones.

El cargador no debe usarse durante procedimientos de resonancia magnética ni en cámaras hiperbáricas.

Información sobre normativas

El cargador no está formalmente certificado para operar en atmósferas explosivas, como minas de carbón o ciertas fábricas de productos químicos.



Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con su dispositivo Miracle-Ear® debe ser comunicado a su representante local de Miracle-Ear y a la Autoridad Competente del Estado Miembro donde resida. Se considera incidente grave cualquier mal funcionamiento, deterioro de las características y/o rendimiento del producto, o inadecuación en el Manual de instrucciones/etiquetado del producto que pueda conducir a la muerte o al deterioro grave del estado de salud del usuario, o que pueda llegar a hacerlo en caso de repetición del incidente.

⚠ PRECAUCIONES:

- Cargue tanto los audifonos como el cargador durante 3,5 horas antes del uso.
- Si el cargador está caliente, no lo toque hasta que se enfríe.
- Si el producto no funciona, no lo desmonte. Debido al peligro de sufrir un choque eléctrico, llévelo a un servicio de reparación.
- No hay nada comestible en el paquete, incluyendo el desecante, la herramienta de limpieza, etc.
- Cualquier cable y adaptador de AC que se utilice debe estar homologado o indicado por un laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional.

Información sobre normativas

La ley nos exige proporcionar las siguientes advertencias:

⚠️ ADVERTENCIA: El uso del cargador directamente junto a otros equipos electrónicos debe evitarse porque podría provocar un rendimiento incorrecto. Si dicha utilización es necesaria, observe si sus audífonos y otros equipos están operando normalmente.

⚠️ ADVERTENCIA: El uso de accesorios, piezas de repuesto o componentes distintos de los proporcionados por el fabricante del cargador podría provocar un aumento en las emisiones electromagnéticas y una disminución de la inmunidad electromagnética, y podría suponer una degradación del rendimiento.

⚠️ ADVERTENCIA: Si se utilizan equipos de comunicaciones de radiofrecuencia portátiles a menos de 30 cm (12 pulgadas) de su cargador, ello puede suponer una degradación del rendimiento de su cargador. Si esto ocurre, aléjese de los equipos de comunicaciones.

NO ABRA EL CARGADOR, NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO

La vida útil del cargador es de 3 años.

Información sobre normativas

El Miracle-Ear**CHARGE**™ fullpower RIC/BTE T AV cargador ha sido probado y ha superado las siguientes pruebas de inmunidad y de emisiones:

- Requisitos de emisiones por radiación y por conducción IEC 60601-1-2 para un dispositivo de Grupo 1 Clase B como se indica en la norma CISPR 11.
- Distorsión armónica y fluctuaciones de tensión que afectan a la fuente de entrada de alimentación como se indica en la Tabla 2 de la norma IEC 60601-1-2.
- Inmunidad radiada RF en un nivel de campo de 10 V/m entre 80 MHz y 2,7 GHz, así como mayores niveles de campo desde dispositivos de comunicaciones, tal como se indica en la Tabla 9 de la norma IEC 60601-1-2.
- La inmunidad a los campos magnéticos de frecuencia de potencia en un nivel de campo de 30 A/m.
- La inmunidad a los niveles ESD de +/- 8 kV de descarga por conducción y +/- 15 kV de descarga por aire.
- Inmunidad a las perturbaciones eléctricas transitorias en la potencia de entrada a un nivel de +/- 2 kV a una tasa de repetición de 100 Hz.
- Inmunidad a sobretensiones en la entrada de alimentación de +/- 1 kV línea a línea.
- Inmunidad a las perturbaciones por conducción inducidas por los campos de RF en la entrada de alimentación como se indica en la Tabla 6 de la norma IEC 60601-1-2.
- Inmunidad a las interrupciones y caídas de tensión en la entrada de alimentación como se indica en la Tabla 6 de la norma IEC 60601-1-2.

Información sobre normativas

Aviso de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas FCC y con los estándares RSS de ISED Canadá con exención de licencia. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales, y (2) este audífono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Nota: El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión provocadas por la modificación no autorizada de este equipo. Dichas modificaciones podrían invalidar la potestad del usuario de operar el equipo.

Información sobre normativas

Fabricado por:

Miracle-Ear

150 South Fifth Street, Suite 2300

Minneapolis, MN 55402



Dispositivo de clase II



Los residuos de equipos electrónicos deben ser tratados de acuerdo a las regulaciones locales

















Consulte el Manual de instrucciones





Manténgalos secos

Información sobre normativas

Símbolo	Significado del símbolo	Estándar aplicable	Número de símbolo
	Fabricante	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.1
	Representante autorizado en la Comunidad Europea	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.2
	Fecha de fabricación	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.3
	Número de catálogo	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.6
	Número de serie	BS EN ISO 15223-1:2021	5.1.7
	Dispositivo médico	BS EN ISO 15223-1:2021	5.7.7
	Mantener seco	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.4
	Límite de temperatura	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.7
	Límite de humedad	BS EN ISO 15223-1:2021	5.3.8
	Precaución	BS EN ISO 15223-1:2021	5.4.4
	Señal de advertencia general	CE 60601-1, N.º referencia Tabla D.2, Señal seguridad 2	ISO 7010-W001
	Consulte el manual/folleto de instrucciones	CE 60601-1, N.º referencia Tabla D.2, Señal seguridad 10	ISO 7010-M002
	Recoger por separado	DIRECTIVA 2012/19/UE (RAEE)	Anexo IX
	Equipo de clase II	IEC 60417 N.º referencia. Tabla D.1	Símbolo 9 (IEC 60417-5172)

Información sobre normativas

Símbolo	Significado del símbolo	Estándar aplicable	Número de símbolo
	Corriente continua	IEC 60601-1 N.º referencia. Tabla D.1	IEC 60417-5031
	Símbolo de certificación NOM	Norma Oficial Mexicana	N/A
	Marca KCC de Corea	KS A 0062	N/A
	Grado de protección	IEC 60601-1 (IEC 60529) Tabla D.3	Código 2
	Símbolo de reciclaje	Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo	Anexo I-VII
	Non-ionizing electromagnetic radiation	IEC 60417	7000-5140



Distributed By Miracle-Ear, Inc.
150 South Fifth Street, Suite 2300
Minneapolis, MN 55402
www.miracle-ear.com

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks is under license.

All trade names and trademarks are properties of their respective owners.

BKLT3014-00-EE-ME 86191-X00